



Abbildung zeigt Maximalmaße, für weitere Maße bitte in die technischen Daten schauen.

Elektrischer Patientenlifter bis 180 kg belastbar

- Leichte Manövrierbarkeit
- Innovative Spreizbügel-Form und Haken-Design
- Zerlegung ohne Werkzeug, in zwei leichtere Teile; nur ein Techniker notwendig für die Auslieferung
- Elektrische und manuelle Notabsenkung
- 2-Punkt Spreizbügel, 450 mm breit
- Belastbarkeit bis 180 kg

Invacare **Birdie® EVO** ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Fahrgestellspreizung wahlweise manuell oder elektrisch
- Rollen wahlweise mit 75 oder 100 mm Durchmesser

Merkmale und Optionen



4-Punkt Spreizbügel

Für mehr Komfort. Als Zubehör erhältlich:

AP1651450-7035

Breite 450 mm

AP1651451-7035

Breite 550 mm



Dämpfersystem Slow'R™

Der Dämpfer sorgt dafür, dass der Patient auch bei zügigen Bewegungen sehr ruhig im Lifter hängt.



SMARTLOCK™

Der neu entwickelte und patentierte Mechanismus ermöglicht ein schnelles und sicheres Wechseln zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug.



Design-Haken

Die neu designten Haken ermöglichen eine einhändige Gurtbefestigung. Das höchst stabile, gummierte Material reduziert die Verletzungsgefahr.

Technische Daten

Invacare® **Birdie® EVO** mit **manueller** Fahrgestellspreizung, 2-Punkt Spreizbügel 450 mm

75 mm Rollen

1650088

100 mm Rollen

1650092

1651722 (inkl. Universalgurt Gr. M, 1485883)

1651724 (inkl. Universalgurt, Gr. L, 1485884)

Hilfsmittelverzeichnisnummer: 22.40.01.0xxx (beantragt**)

Invacare® **Birdie® EVO** mit **elektrischer** Fahrgestellspreizung, 2-Punkt Spreizbügel 450 mm

75 mm Rollen

1650095

100 mm Rollen

1650096

Hilfsmittelverzeichnisnummer: 22.40.01.0xxx (beantragt**)

Weiteres

Gewicht ohne Spreizbügel	40,0 kg
Fahrgestellhöhe	100 mm (bei 75 mm Rollen) / 115 mm (bei 100 mm Rollen)
Farbe	Hellgrau/Dunkelgrau
Max. Belastbarkeit	180 kg
Fahrgestell-Spreizung	Manuell oder elektrisch
Rollen	75 oder 100 mm
Kontrollbox	LINAK Homecare
Handbedienung	Standard
Innovative Spreizbügel-Form und Haken-Design	Inklusive
Slow'R™	Nachrüstbar, Artikelnummer AP1646419
SMARTLOCK™	Nachrüstbar, Artikelnummer AP1645728