



- Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Bett-Tisch
- Tischplatte kann ohne Werkzeug in der Höhe, in der Neigung und seitlich verstellt werden
- Erhöhte Umrandung der Tischplatte gibt Gegenständen sicheren Halt
- Geringes Gewicht

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ L865-MA04A Tischplatte mit Schrauben
- ❷ L865-MA03A Rolle



Technische Daten

Invacare® L865	Bestellnummer
Bett-Tisch, fahrbar	L865
Weiteres	
Gewicht	7,2 kg
Belastbarkeit	10 kg