

- ☐ Bestellung
☐ Angebot



Yes, you can.®

Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil
 Tel.: 061 487 70 80, Fax: 061 487 70 81

Bestellformular
Januar 2016

Preise in CHF
 exkl. 8% MWST

Invacare® **Perfecto₂** Sauerstoff-Konzentrator (€)

mit Energiesparmodus: 300 Watt maximale Stromaufnahme!
 Kompatibel mit **HomeFill® II** Füllstation

Kunden-Nr: Firmenstempel:

Ansprechpartner:.....

Bestellnummer.....

Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis in CHF (exkl. MWST)
	1521652- IRC5PO2-CH	Invacare® Perfecto₂ Sauerstoff-Konzentrator mit Sauerstoffsensor und Energiesparmodus: 280 Watt bis 3 l/min, 300 Watt max. Stromaufnahme, bis 5 l/min max., Kompatibel mit HomeFill® II Füllstation	2'195.00
Lieferumfang: Nasenkanüle STANDARD, für Erwachsene Befeuchterflasche, nachfüllbar (350 ml, Sicherheitsventil 3 psi) Schlauch (220 mm) mit Anschlussadapter für Befeuchterflasche			
Zubehör für Invacare® Perfecto₂			
	M6000	Jahresfilterkit (5.000 Betriebsstunden)	37.60
Lieferumfang: Einlassfilter Gehäusefilter HEPA Partikelfilter			
	M6000P	Patientenwechsel- / Wiedereinsatzkit	71.70
Lieferumfang: Nasenkanüle STANDARD, für Erwachsene Befeuchterflasche, nachfüllbar (350 ml, Sicherheitsventil 3 psi) Jahresfilterkit (5.000 Betriebsstunden) Schlauch (220 mm) mit Anschlussadapter für Befeuchterflasche			
	1561245	Invacare-Kit (ISO 8359) Firebreak und Perfecto₂ (Metall-Sauer-stoffauslass, Montageanleitung)	24.90
	1561321	Firesafe™ Rückschlagventil	24.70