



Invacare® **Matrix® Rückenhalterung**

Kann innerhalb weniger Minuten eingestellt werden. Alle Einstellungen lassen sich vornehmen während der Nutzer im Rollstuhl sitzt.

Eigenschaften und Vorteile:

- Einstellbar während der Nutzer im Rollstuhl sitzt
- Umfassende Einstellung der Tiefe (102 mm), des Winkels (40°) und der Rotation
- Passt auf Rückenrohre mit Durchmesser 19 mm, 22 mm und 25 mm
- Fester Sitz auf den Rückenrohren
- Schnellverschluss für schnelles Abnehmen der Schale und einfachen Transport

Einstellungen der Easy Set Halterung



Tiefe

Einstellbar 50 mm hinter den Rückenrohren.



Tiefe

Einstellbar 50 mm vor den Rückenrohren.



Winkel

20° Vorwärtskipfung einstellbar.



Winkel

20° Rückwärtskipfung einstellbar.



Rotation