

ISA™

Invacare Steh- und Aufrichthilfe



Die neuen Invacare Steh- und Aufrichthilfen
mit Komfort-Effekt und Design-Anspruch



Die Evolution der Steh- und Aufrichthilfen

Die neue, vielseitig einsetzbare Steh- und Aufrichthilfe Invacare ISA ist für Nutzer geeignet, die Unterstützung während eines Transfers benötigen und dabei ihr Eigengewicht tragen können.

Die neue Invacare Steh- und Aufrichthilfe bietet Nutzern einen sicheren und komfortablen Transfer. **ISA** ist geeignet für selbstständige Nutzer mit einem geringen Bedarf an Unterstützung.

Für Pflegekräfte ist die Benutzerfreundlichkeit wesentlich: Die neue **ISA** zeichnet sich durch eine reduzierte, geschwungene Basis und verringertes Produktgewicht aus. Häufig ist der Pflegende ein Familienmitglied, daher ist eine einfache Handhabung wichtig.

Die Steh- und Aufrichthilfe lässt sich werkzeuglos demontieren und somit leicht transportieren.



Konzipiert für den bestmöglichen Transfer für Patient und Pflegekraft

Die **ISA**-Familie bietet eine große Auswahl an Zubehör zur individuellen Anpassung an die Körperform und -größe des Nutzers.

Vorteile für den Nutzer

- ▶ **Ergonomische Handgriffe:** sind optimal an die natürliche Form der Hand angepasst und unterstützen die Positionierung des Handgelenks.
- ▶ **TelescoLift:** Der teleskopierbare Hebearm lässt sich an die Körpergröße des Nutzers anpassen und sorgt so für einen ergonomischen Transfer.
- ▶ **Unterschenkelstütze mit Ergo Support:** in der Höhe anpassbar an die individuelle Unterschenkelgröße des Nutzers. Sie passt sich auch während des Aufstehvorgangs im Winkel an.
- ▶ **Fußplatte:** verschiedene Modelle verfügbar, bis Schuhgröße 48.

Vorteile für die Pflegekraft

- ▶ **Schiebestange:** sorgt für leicht Manövrierfähigkeit. Die Formgebung und das Größenverhältnis basieren auf der durchschnittlichen Ellenbogenhöhe und Schulterbreite eines Pflegers.
- ▶ **Fußpedal:** rutschhemmende und große Oberfläche passend für jede Schuhart; ausgestattet mit einem Hebel für die einfache Aktivierung der manuellen Fahrgestellspreizung.

NEU

**EXKLUSIVE
VORTEILE**

TelescoLift: Teleskopierbarer Hebearm

- ▶ Der **TelescoLift** bietet maximale Flexibilität: Neun Längeneinstellungen ermöglichen die Anpassung an die individuelle Körpergröße des Nutzers.

Ergonomische Handgriffe

- ▶ Das einzigartige Design ist perfekt auf die natürliche Form der Hand und den Winkel der Handgelenke abgestimmt.

ErgoSupport: Unterschenkelstütze

- ▶ ErgoSupport sorgt für noch mehr Komfort, denn der Winkel passt sich während des Aufstehvorgangs an den Nutzer an. Das Polster ist 6-fach höhenverstellbar.

Weitere **NEUE** Vorteile

- ▶ **Fußplatte:** entfernbarer Fersenblock, runde Aussparung für bessere Heranfahrbarkeit an Toiletten, in drei verschiedenen Höhen lieferbar
- ▶ **Schiebestange und Fußpedal:** ergonomisch geformt für eine mühelose Verwendung der Steh- und Aufrichthilfe
- ▶ **Gurthaken:** flexible und gesicherte Haken für die schnelle und einfache Befestigung der Gurte
- ▶ **Wadenband:** mit Polsterung für mehr Komfort, leicht anzubringen und waschbar. Als Zubehör erhältlich.
- ▶ **Geschwungenes Fahrgestell:** ergonomisch geformt für eine bessere Heranfahrbarkeit an Stühle und Toilettenbecken



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick



◀ **Ergonomische Handgriffe** Zur natürlichen und intuitiven Positionierung der Hände

- Ergonomische Form für eine natürliche Positionierung der Hand und der Handgelenke
- Auf die durchschnittliche Schulterbreite optimiert für weniger Verspannung und geringen Kraftaufwand
- Weiches Material für angenehmes Greifen während des Transfers

PATENT ANGEMELDET



◀ **TelescoLift: Teleskopierbarer Hebearm** Ideale Anpassung an verschiedene Körpergrößen

- 9 Längenpositionen: für den idealen Transfer verschieden großer Personen
- Einfach bedienbarer, in rot hervorgehobener Hebel für die schnelle Längenverstellung
- In der kürzesten Einstellung ist der Lifter am kompaktesten und kann besonders platzsparend verstaut werden



◀ **ErgoSupport:** **Unterschenkelstütze mit Ergo Support** ErgoSupport passt sich beweglich an und steigert den Komfort

PATENT ANGEMELDET

- Einfache, einhändig ausführbare Höheneinstellung in sechs Stufen, ganz ohne Werkzeug
- Glatte und ergonomisch geformte Schaumstoffpolsterung, schnell wischdesinfizierbar
- Durch einen zum Patent angemeldeten Mechanismus passt sich die Unterschenkelstütze ErgoSupport während des Aufstehvorgangs an die Winkelveränderung des Unterschenkels an. Der Druck bleibt über den Unterschenkel hinweg gleich verteilt, sodass Druckspitzen reduziert werden. Somit sorgt ErgoSupport für mehr Komfort und ein geringeres Risiko von Druckstellen.

Die **ISA**-Familie

Die Invacare Steh- und Aufrichthilfen Vielfältige Modelloptionen für den aktiven Transfer.

Die **ISA**-Familie umfasst vier Grundmodelle mit unterschiedlicher Tragfähigkeit, Abmessung und Ausstattung.



ISACOMPACT

Perfekt geeignet für beengte Räumlichkeiten



ISASTANDARD

Standardvariante mit manueller Spreizung



ISASTANDARD ELEKTRISCH

Standardvariante mit elektrischer Spreizung



ISAXPLUS

Für bariatrische Nutzer und höchste Ansprüche in der institutionellen Pflege

Ausstattung	ISA COMPACT	ISA STANDARD	ISA STANDARD ELEKTRISCH	ISA XPLUS
Max. Belastbarkeit	▶ 140 kg	▶ 160 kg	▶ 160 kg	▶ 200 kg
Fahrgestellspreizung manuell	✓	✓	-	-
Fahrgestellspreizung elektrisch	-	-	✓	✓
Abdeckung der Fahrgestellmotoren	-	-	-	✓
Rollengröße hinten	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 125 mm
Rollengröße vorne	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm	▶ 100 mm
Innovationen				
TelescoLift Hebearm	✓	✓	✓	✓
Unterschenkelstütze mit ErgoSupport	✓	✓	✓	✓
Ergonomische Handgriffe	✓	✓	✓	✓
Elektronik				
Kontrollbox LINAK CBJ-Home mit integriertem Netzteil und integriertem Akku	✓	✓	✓	-
Kontrollbox LINAK CBJ-Care mit integriertem Netzteil und abnehmbarem Akku	-	-	-	✓
Handbedienteil mit Tasten für elektrische Verstellungen	✓	✓	✓	✓
Handbedienteil zusätzlich mit Akku- und Serviceanzeige	-	-	-	✓

Zubehörauswahl:

- ▶ Zwei Gurtvarianten in jeweils vier Größen:
 - Aufstehgurt mit Zwei-Punkt-Befestigung
 - Transfurgurt mit Vier-Punkt-Befestigung und Oberschenkelstütze
- ▶ Wadenband für verbesserte Stabilität
- ▶ Hohe oder niedrige Fußplatte für besonders kleine bzw. große Nutzer
- ▶ Schutzleisten für Fahrgestell
- ▶ Hebel für manuelle Fahrgestellspreizung
- ▶ Akku-Wandladegerät und Zusatzakku (nur für **ISA**XPLUS)



Technische Daten ▼

Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de

Die Maßgaben beziehen sich auf 100 mm Rollen und die Standard-Fußplatte bei Verwendung mit einem Nutzergewicht von 80 kg. Für alle Angaben ist eine Toleranz von +/- 3 % zu berücksichtigen.



Max. Belastbarkeit ▼



Länge Fahrgestell ▼



Breite Fahrgestell ▼



Min. Weite Fahrgestell ▼



Max. Weite Fahrgestell ▼



Wendekreis ▼

	Max. Belastbarkeit ▼	Länge Fahrgestell ▼	Breite Fahrgestell ▼	Min. Weite Fahrgestell ▼	Max. Weite Fahrgestell ▼	Wendekreis ▼
ISA^{COMPACT}	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
ISA^{STANDARD}	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
ISA^{STANDARD ELEKTRISCH}	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
ISA^{XPLUS}	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Gewicht ▼



Gesamthöhe (bei min./max. Hebearmposition) ▼



Hubbereich (bei min./max. Hebearmposition) ▼



Bodenfreiheit ▼



Höhe Fahrgestell* ▼



Hubgeschwindigkeit ▼



Anzahl Hebezyklen je Akkuladung ▼

	Gewicht ▼	Gesamthöhe (bei min./max. Hebearmposition) ▼	Hubbereich (bei min./max. Hebearmposition) ▼	Bodenfreiheit ▼	Höhe Fahrgestell* ▼	Hubgeschwindigkeit ▼	Anzahl Hebezyklen je Akkuladung ▼
ISA^{COMPACT}	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{STANDARD}	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{STANDARD ELEKTRISCH}	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{XPLUS}	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

* Schutzleistenhöhe ca. 5 mm
** Bei einem Ladestatus zwischen 100 % und 50 %

Produktfarben ▼



Hellgrau:
Mast, Ausleger und Hebearm
RAL: 7035



Anthrazitgrau:
Fahrgestell und Schiebegriffe
RAL: 7016

Bitte beachten Sie: die Originalfarben können leicht von der Abbildung abweichen.

Zertifizierungen ▼



Den Lifter *Invacare ISA live* erleben auf Youtube unter "Invacare Deutschland".



Invacare GmbH
Alemannenstraße 20
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



Yes, you can.®